

# MANUAL DE INSTRUÇÕES

*Produto Protocolado na Anvisa*

## CÂMARA DE DESGASTE



[www.blueequipamentos.com.br](http://www.blueequipamentos.com.br)

Atenção:

Não limpar o visor com álcool, use somente água.

Usar lâmpada tipo vela 25 watts conforme desejado 110v ou 220v

\* Este equipamento não acompanha lâmpada

Caso não tenha assistência técnica  
em seu estado entre em contato  
com a blue equipamentos

Blue Equipamentos  
Odontológicos e Médicos Ltda.  
CNPJ: 04992788/0001-10  
Visite nosso site:  
<http://www.blueequipamentos.com.br>  
Rua Fernando M. Pierre, 350  
JD. Primavera - CEP 15.061-480  
São José do Rio Preto - SP - BR

“A GARANTIA SÓ TERÁ VALOR COM APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO”