

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Produto Protocolado na Anvisa

STAND P/ MOTOR DE POLIMENTO



www.blueequipamentos.com.br

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

- Não limpar o visor com álcool, use somente água.
- Usar lâmpada tipo vela 25 watts conforme desejado
- 110v ou 220v

Obs.: Este equipamento não acompanha lâmpada

Caso não tenha assistência técnica
em seu estado entre em contato
com a blue equipamentos

Blue Equipamentos
Odontológicos e Médicos Ltda.
CNPJ: 04992788/0001-10
Visite nosso site:
<http://www.blueequipamentos.com.br>
Rua Fernando M. Pierre, 350
JD. Primavera - CEP 15.061-480
São José do Rio Preto - SP - BR

“A GARANTIA SÓ TERÁ VALOR COM APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO”